

# DO'S AND DON'TS ZUM SCANNEN IHRES LÄCHELNS MIT DENTAL MONITORING<sup>®</sup>

by DentalMind





## WIE BENUTZT MAN DEN **DM** **WANGENHALTER** RICHTIG?

Tipps, um ihn richtig zu benutzen.

1

### GRÖSSE



**Do's:** Verwenden Sie immer einen Wangenhalter, der an die Größe Ihres Kiefers angepasst ist. Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.



### Don'ts:

- Verwenden Sie keinen zu kleinen Wangenhalter, da ansonsten nicht alle Zähne gezeigt werden.
- Verwenden Sie keinen zu großen Wangenhalter. Er kann schmerzhaft sein oder Schäden verursachen.

## 2

### POSITION



**Do's:** Stellen Sie sich vor einen Spiegel und führen Sie den Wangenhalter so ein, dass der Bogen nach unten zeigt und so dass die Metalleinsätze in Richtung des Spiegels zeigen.



#### Don'ts:

- Führen Sie den Wangenhalter nicht so ein, dass der Bogen des Wangenhalters nach oben zeigt.
- Führen Sie Ihren Wangenhalter nicht mit den Metalleinsätzen zu Ihnen gerichtet ein.



**Setzen Sie Ihren Wangenhalter vollständig ein.**  
Es ist notwendig, vor dem Scannen Ihren Wangenhalter anzubringen.

## 3

### EINFÜHRUNG



**Do's:** Führen Sie Ihren Wangenhalter zuerst auf einer Seite ein, dann auf der anderen.



#### Don'ts:

- Führen Sie den Wangenhalter nicht mit beiden Seiten gleichzeitig ein.
- Führen Sie Ihren Wangenhalter nicht auf der Höhe der Zähne ein.





## WIE SCANNEN SIE MIT IHRER DM SCANBOX?

Da Ihre Patientenerfahrung für uns wichtig ist, finden Sie nachfolgend einige Regeln zur einfachen Nutzung der ScanBox.

*Ein Video-Tutorial ist auch auf unserem YouTube-Kanal verfügbar.*

1

**Stellen Sie sich vor einen Spiegel und öffnen Sie die Dental Monitoring App. Platzieren Sie Ihr Smartphone (ohne Schutzhülle) in der ScanBox und fixieren es mit dem Band.**



### Do's:

- Überprüfen Sie, ob das Licht ausreichend ist.
- Stellen Sie die Lautstärke Ihres Smartphones ein und vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon nicht auf Stummschaltung steht.
- Achten Sie darauf, dass das Objektiv Ihrer Kamera nach dem Pfeil der ScanBox ausgerichtet ist.



### Do's:

- Entfernen Sie die Hülle Ihres Smartphones (falls vorhanden), da diese möglicherweise nicht in die ScanBox passt.

2

Setzen Sie Ihren Dental Monitoring Wangenhalter ein und verbinden Sie Ihre ScanBox mit den Metalleinsätzen. Sie hören einen „Klick“, wenn dieser korrekt befestigt ist.



**Do's:**

- Ihre Backenzähne sollten beim Scannen von der Seite sichtbar sein.
- Ihr Wangenhalter sollte Ihre Lippen von den Zähnen fern halten.



- Bringen Sie Ihre ScanBox in die aufrechte Position.

3

Tippen Sie zwei Mal auf den Bildschirm Ihres Handys um den Scan zu starten und hören Sie sich bitte sorgfältig die Anweisungen der App an.



4

Wenn Sie den Ton Ihrer Kamera hören, sollten Sie Ihre ScanBox in Bewegung setzen.



**Do's:**

- Die Bewegung sollte weit gehen – von Ohr zu Ohr –, um sicherzustellen, dass alle Ihre Zähne gescannt werden.
- Ihre Bewegung sollte zentriert bleiben, nur Ihre ScanBox und Ihr Handy bewegen sich.



- Ihre Bewegung sollte der Geschwindigkeit des Messgerätes auf dem Bildschirm Ihres Smartphones folgen.



5

Mögliche Positionen Ihrer Zähne, die Sie während des Scannens einnehmen müssen.



**Do's:**

- Ein leicht geöffneter Mund bedeutet, dass Sie den Raum eines Fingers zwischen Ihren oberen und unteren Zähnen belassen.



- Geschlossener Mund bedeutet Zubeißen: Ihre oberen und unteren Zähne sind sichtbar.



### Don'ts:

- Die Zunge vor den Zähnen lassen.

6

Falls notwendig, können Sie durch das Drücken der Taste „Retry“ (erneut versuchen) neu scannen.



### Do's:

- Planen Sie genügend Zeit für den Upload ein, bevor Sie die App schließen.



**Wenn Sie Fragen zu Dental Monitoring und zu Ihrem Scanprozess haben, sind Ihr Arzt und dessen Team der erste Ansprechpartner.** Mithilfe Ihrer

Dental Monitoring App wissen sie genau, wie sich Ihre laufende Behandlung entwickelt. Bei allen technischen Fragen zur App steht Ihnen auch das Dental Monitoring Support Team zur Verfügung.



# DENTAL MONITORING<sup>®</sup>

by DentalMind

Die Dental Monitoring App ist im App Store und Google Play erhältlich.



**Unser Kundensupport hilft Ihnen jederzeit gerne weiter:**  
support@dental-monitoring.com + 33 (0) 1 86 95 01 01

[dental-monitoring.com](https://dental-monitoring.com)



Dental Monitoring ist eine Fernlösung für zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen, die von Dental Monitoring entwickelt und hergestellt wurde. Die Dental Monitoring-Lösung kann nur von Zahnärzten/Kieferorthopäden, die bei Dental Monitoring registriert sind, und von deren Patienten genutzt werden. Das Produkt wurde entwickelt, um Zahnärzte bei der Beobachtung kieferorthopädischer Behandlungen, wie z.B. Aligner oder Zahnsparren, Retentionen sowie Munderkrankungen weltweit zu unterstützen. Wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt und lesen die Gebrauchsanweisung. Produktverfügbarkeit und Ansprüche, können in den verschiedenen Ländern abhängig von lokalen Bestimmungen variieren. Wenden Sie sich an Ihren Arzt vor Ort um weitere Informationen zu erhalten.